

表 427 ET測定値(EU/mL) サンプルングポイント別(ベッドサイドコンソール台数≧1)

サンプルング ポイント	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/m L未満	0.01～0.05EU/mL 未満	0.05～0.1EU/mL未 満	0.1～0.25EU/mL未 満	0.25～0.5EU/mL未 満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
ダイアライザ前 (%)	2,958 (79.5)	462 (12.4)	188 (5.1)	48 (1.3)	30 (0.8)	18 (0.5)	15 (0.4)	3,719 (100.0)	48	10	3,777
ダイアライザ後 (%)	295 (80.6)	41 (11.2)	20 (5.5)	6 (1.6)	2 (0.5)	1 (0.3)	1 (0.3)	366 (100.0)	4		370
合計 (%)	3,253 (79.6)	503 (12.3)	208 (5.1)	54 (1.3)	32 (0.8)	19 (0.5)	16 (0.4)	4,085 (100.0)	52	10	4,147
不明 (%)	15 (62.5)	6 (25.0)	1 (4.2)	1 (4.2)	1 (4.2)			24 (100.0)	79	12	115
記載なし (%)										41	41
総計 (%)	3,268 (79.5)	509 (12.4)	209 (5.1)	55 (1.3)	33 (0.8)	19 (0.5)	16 (0.4)	4,109 (100.0)	131	63	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査