

表 2067 HDF希釈方法 equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
0.4～ (%)	3 (33.3)	6 (66.7)			9 (100.0)		2	11
0.6～ (%)	11 (20.8)	42 (79.2)			53 (100.0)		10	63
0.8～ (%)	36 (16.7)	178 (82.8)	1 (0.5)		215 (100.0)		62	277
1.0～ (%)	100 (14.4)	594 (85.5)		1 (0.1)	695 (100.0)		144	839
1.2～ (%)	120 (13.6)	763 (86.3)	1 (0.1)		884 (100.0)		164	1,048
1.4～ (%)	39 (9.1)	387 (90.6)		1 (0.2)	427 (100.0)		54	481
1.6～ (%)	12 (8.5)	129 (91.5)			141 (100.0)		14	155
1.8～ (%)	5 (11.6)	38 (88.4)			43 (100.0)		11	54
2.0～ (%)	1 (5.6)	17 (94.4)			18 (100.0)		2	20
合計 (%)	327 (13.2)	2,155 (86.7)	2 (0.1)	2 (0.1)	2,486 (100.0)		463	2,949
記載なし (%)	24 (17.3)	113 (81.3)	1 (0.7)	1 (0.7)	139 (100.0)		47	186
総計 (%)	351 (13.4)	2,268 (86.4)	3 (0.1)	3 (0.1)	2,625 (100.0)		510	3,135
平均	1.21	1.27	1.05	1.34	1.26		1.22	1.26
標準偏差	0.23	0.25	0.23	0.28	0.25		0.24	0.25

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査