

表 2068 HDF希釈方法 equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)		2	3
0.4～ (%)		5 (100.0)			5 (100.0)			5
0.6～ (%)	6 (37.5)	10 (62.5)			16 (100.0)		3	19
0.8～ (%)	13 (26.0)	37 (74.0)			50 (100.0)		15	65
1.0～ (%)	28 (15.1)	158 (84.9)			186 (100.0)		44	230
1.2～ (%)	58 (12.8)	395 (87.0)	1 (0.2)		454 (100.0)		79	533
1.4～ (%)	53 (9.9)	483 (89.8)	1 (0.2)	1 (0.2)	538 (100.0)		89	627
1.6～ (%)	31 (10.5)	265 (89.5)			296 (100.0)		55	351
1.8～ (%)	11 (8.5)	118 (91.5)			129 (100.0)		17	146
2.0～ (%)	5 (7.0)	66 (93.0)			71 (100.0)		17	88
合計 (%)	205 (11.7)	1,538 (88.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,746 (100.0)		321	2,067
記載なし (%)	9 (11.0)	73 (89.0)			82 (100.0)		36	118
総計 (%)	214 (11.7)	1,611 (88.1)	2 (0.1)	1 (0.1)	1,828 (100.0)		357	2,185
平均	1.39	1.48	1.35	1.53	1.47		1.44	1.46
標準偏差	0.29	0.29	0.09		0.29		0.32	0.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査