

表 2028 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別（オフラインHDF 透析回数週3回）

1セッションあたりの 置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満 (%)								
1～ (%)	89 (21.2)	326 (77.8)		4 (1.0)	419 (100.0)			419
5～ (%)	220 (9.1)	2,194 (90.8)	1 (0.0)		2,415 (100.0)			2,415
10～ (%)	208 (12.4)	1,471 (87.6)	1 (0.1)		1,680 (100.0)			1,680
15～ (%)	15 (57.7)	11 (42.3)			26 (100.0)			26
20～ (%)	83 (92.2)	7 (7.8)			90 (100.0)			90
合計 (%)	615 (13.3)	4,009 (86.6)	2 (0.0)	4 (0.1)	4,630 (100.0)			4,630
記載なし (%)	19 (9.1)	185 (88.9)	3 (1.4)	1 (0.5)	208 (100.0)		990	1,198
総計 (%)	634 (13.1)	4,194 (86.7)	5 (0.1)	5 (0.1)	4,838 (100.0)		990	5,828
平均	10.18	8.02	9.00	1.25	8.30			8.30
標準偏差	6.64	2.27	1.41	0.50	3.30			3.30

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査