

表 4047 PD透析液交換方法 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)								
PD単独 (%)	1,422 (32.2)	2,322 (52.6)	607 (13.7)	66 (1.5)	4,417 (100.0)	76	2,695	7,188
HD(F)単独.PDカテ あり (%)								
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	281 (32.5)	477 (55.1)	97 (11.2)	10 (1.2)	865 (100.0)	29	650	1,544
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	31 (30.4)	59 (57.8)	9 (8.8)	3 (2.9)	102 (100.0)	1	38	141
PD.HD併用週3 HD(F) (%)								
PD.HD併用週4 HD(F) (%)								
PD.HD併用その他 (%)	26 (57.8)	14 (31.1)	4 (8.9)	1 (2.2)	45 (100.0)	1	17	63
合計 (%)	1,760 (32.4)	2,872 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,429 (100.0)	107	3,400	8,936
不明 (%)		3 (100.0)			3 (100.0)		2	5
記載なし (%)								
総計 (%)	1,760 (32.4)	2,875 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,432 (100.0)	107	3,402	8,941

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査