

表 454 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別 (オフラインHDF)

1セッションあたりの置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満(%)								
1～(%)	60 (16.8)	293 (81.8)		5 (1.4)	358 (100.0)	1		359
5～(%)	197 (9.3)	1,913 (90.7)			2,110 (100.0)			2,110
10～(%)	133 (8.8)	1,385 (91.2)			1,518 (100.0)			1,518
15～(%)	9 (56.3)	7 (43.8)			16 (100.0)			16
20～(%)	75 (91.5)	5 (6.1)		2 (2.4)	82 (100.0)			82
合計(%)	474 (11.6)	3,603 (88.2)		7 (0.2)	4,084 (100.0)	1		4,085
記載なし(%)	25 (12.9)	169 (87.1)			194 (100.0)		1,053	1,247
総計(%)	499 (11.7)	3,772 (88.2)		7 (0.2)	4,278 (100.0)	1	1,053	5,332
平均	10.65	8.06		10.00	8.36	1.00		8.36
標準偏差	7.14	2.25		13.70	3.37			3.37

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査