

表 487 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オフラインHDF 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
0.4～ (%)		2 (100.0)			2 (100.0)			2
0.6～ (%)		3 (100.0)			3 (100.0)		1	4
0.8～ (%)	14 (23.7)	44 (74.6)		1 (1.7)	59 (100.0)		10	69
1.0～ (%)	40 (15.4)	219 (84.2)		1 (0.4)	260 (100.0)		27	287
1.2～ (%)	75 (12.1)	543 (87.9)			618 (100.0)		85	703
1.4～ (%)	68 (10.4)	586 (89.5)		1 (0.2)	655 (100.0)		96	751
1.6～ (%)	33 (9.5)	316 (90.5)			349 (100.0)		39	388
1.8～ (%)	10 (6.9)	135 (93.1)			145 (100.0)		13	158
2.0～ (%)	6 (9.0)	61 (91.0)			67 (100.0)		7	74
合計 (%)	246 (11.4)	1,910 (88.5)		3 (0.1)	2,159 (100.0)		278	2,437
記載なし (%)	21 (14.8)	121 (85.2)			142 (100.0)		33	175
総計 (%)	267 (11.6)	2,031 (88.3)		3 (0.1)	2,301 (100.0)		311	2,612
平均	1.40	1.46		1.23	1.45		1.43	1.45
標準偏差	0.26	0.26		0.30	0.26		0.26	0.26

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査