

表 488 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	1 (100.0)				1 (100.0)			1
0.4～ (%)								
0.6～ (%)	2 (40.0)	3 (60.0)			5 (100.0)		2	7
0.8～ (%)	1 (12.5)	7 (87.5)			8 (100.0)		4	12
1.0～ (%)	16 (26.2)	45 (73.8)			61 (100.0)		9	70
1.2～ (%)	21 (12.6)	146 (87.4)			167 (100.0)		24	191
1.4～ (%)	38 (12.6)	263 (87.4)			301 (100.0)		50	351
1.6～ (%)	33 (8.1)	372 (91.6)		1 (0.2)	406 (100.0)		59	465
1.8～ (%)	25 (9.0)	251 (90.6)		1 (0.4)	277 (100.0)		47	324
2.0～ (%)	25 (10.3)	218 (89.7)			243 (100.0)		33	276
合計 (%)	162 (11.0)	1,305 (88.8)		2 (0.1)	1,469 (100.0)		228	1,697
記載なし (%)	7 (8.5)	75 (91.5)			82 (100.0)		32	114
総計 (%)	169 (10.9)	1,380 (89.0)		2 (0.1)	1,551 (100.0)		260	1,811
平均	1.61	1.71		1.76	1.70		1.68	1.70
標準偏差	0.38	0.32		0.22	0.33		0.33	0.33

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査