

表 3494 PD透析液交換方法 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)							1	1
PD単独 (%)	1,372 (30.2)	2,382 (52.4)	672 (14.8)	122 (2.7)	4,548 (100.0)	16	2,540	7,104
HD(F)単独.PDカテ あり (%)								
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	281 (32.3)	472 (54.2)	102 (11.7)	16 (1.8)	871 (100.0)	13	586	1,470
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	21 (21.6)	47 (48.5)	12 (12.4)	17 (17.5)	97 (100.0)		35	132
PD.HD併用週3 HD(F) (%)								
PD.HD併用週4 HD(F) (%)								
PD.HD併用その他 (%)	30 (63.8)	12 (25.5)	3 (6.4)	2 (4.3)	47 (100.0)		15	62
合計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769
不明 (%)								
記載なし (%)								
総計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査