

表 799 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別 (オフラインHDF 透析回数週3回)

1セッションあたりの置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満 (%)								
1～ (%)	53 (16.7)	263 (83.0)		1 (0.3)	317 (100.0)			317
5～ (%)	146 (8.0)	1,676 (91.8)	3 (0.2)		1,825 (100.0)			1,825
10～ (%)	171 (12.8)	1,163 (87.0)	3 (0.2)		1,337 (100.0)			1,337
15～ (%)	12 (63.2)	7 (36.8)			19 (100.0)			19
20～ (%)	93 (96.9)	3 (3.1)			96 (100.0)			96
合計 (%)	475 (13.2)	3,112 (86.6)	6 (0.2)	1 (0.0)	3,594 (100.0)			3,594
記載なし (%)	26 (15.8)	138 (83.6)		1 (0.6)	165 (100.0)		429	594
総計 (%)	501 (13.3)	3,250 (86.5)	6 (0.2)	2 (0.1)	3,759 (100.0)		429	4,188
平均	12.04	8.01	9.33	2.00	8.55			8.55
標準偏差	7.98	2.24	2.42		3.83			3.83

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
 ##D1616##  
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
 2016年調査