

表 800 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前 クレアチニン濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)								
2～ (%)	2 (28.6)	5 (71.4)			7 (100.0)		1	8
4～ (%)	7 (11.7)	53 (88.3)			60 (100.0)		9	69
6～ (%)	28 (12.3)	200 (87.7)			228 (100.0)		33	261
8～ (%)	54 (11.8)	403 (88.2)			457 (100.0)		51	508
10～ (%)	85 (14.4)	504 (85.1)	3 (0.5)		592 (100.0)		54	646
12～ (%)	66 (14.2)	397 (85.4)	2 (0.4)		465 (100.0)		33	498
14～ (%)	31 (16.2)	159 (83.2)		1 (0.5)	191 (100.0)		20	211
16～ (%)	7 (10.1)	62 (89.9)			69 (100.0)		8	77
合計 (%)	280 (13.5)	1,783 (86.2)	5 (0.2)	1 (0.0)	2,069 (100.0)		209	2,278
記載なし (%)	5 (17.2)	24 (82.8)			29 (100.0)		21	50
総計 (%)	285 (13.6)	1,807 (86.1)	5 (0.2)	1 (0.0)	2,098 (100.0)		230	2,328
平均	10.99	10.88	11.80	14.00	10.90		10.54	10.86
標準偏差	2.64	2.72	1.66		2.71		2.85	2.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1617##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査