

表 803 HDF希釈方法 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オフラインHDF 男性 透析回数週3回 透析歴2年以上)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満		1			1		1	2
(%)		(100.0)			(100.0)			
0.4～		2			2		1	3
(%)		(100.0)			(100.0)			
0.6～	2	9			11			11
(%)	(18.2)	(81.8)			(100.0)			
0.8～	13	32			45		7	52
(%)	(28.9)	(71.1)			(100.0)			
1.0～	39	178			217		18	235
(%)	(18.0)	(82.0)			(100.0)			
1.2～	75	482	2		559		57	616
(%)	(13.4)	(86.2)	(0.4)		(100.0)			
1.4～	71	524	1	1	597		54	651
(%)	(11.9)	(87.8)	(0.2)	(0.2)	(100.0)			
1.6～	37	266	2		305		26	331
(%)	(12.1)	(87.2)	(0.7)		(100.0)			
1.8～	18	126			144		14	158
(%)	(12.5)	(87.5)			(100.0)			
2.0～	6	56			62		4	66
(%)	(9.7)	(90.3)			(100.0)			
合計	261	1,676	5	1	1,943		182	2,125
(%)	(13.4)	(86.3)	(0.3)	(0.1)	(100.0)			
記載なし	24	131			155		48	203
(%)	(15.5)	(84.5)			(100.0)			
総計	285	1,807	5	1	2,098		230	2,328
(%)	(13.6)	(86.1)	(0.2)	(0.0)	(100.0)			
平均	1.41	1.46	1.48	1.50	1.46		1.43	1.46
標準偏差	0.26	0.27	0.14		0.27		0.27	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##D1620##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査